


Aktuelle tilbud og kampagner fra Kem-En-Tec A/S

Crocodile *Nyhed!* ELISA workstation



- 1 Dispenser
- 2 Shaker
- 3 Incubator
- 4 Washer
- 5 Reader

Introduktionspris i hele 2011

136.500,-

(listepriis 159.000,-)

Crocodile

Crocodile klarer dispensering, vask, inkubering, ryst og detektion – automatisk.

Det letter arbejdsbyrden og gør assayet reproducerbart, da robotten gør det samme hver gang. Med Crocodile kan du sætte en ELISA over som det sidste du gør på en arbejdsdag – Resultatet vil ligge klar til dig næste morgen når du møder på arbejde. Endelig kan Crocodile bruges som separat robot til dispensering – Eller som pladevasker – Eller som OD reader og den bliver derfor hurtigt et værdifuldt værktøj på laboratoriet.

ECO™ - PCR med ny teknologi





Kem-En-Tec kan nu præsentere ECO™ fra illumina - en realtime cyclus til HRM og til kvantificering forud for 2. generationssekventering.

ECO™ har helt unikke egenskaber baseret på ny teknologi

- Minimer risikoen for primerdimer vha. unik temperaturteknologi
- Stor uniformitet
- Samtidig detektion af hele pladen vha. CCD kamera
- Ergonomisk pipetteringsdock m. baggrundslys

Specifikationer

Temperatur system	Et peltier element og væskefyldt sølvblok
Optisk system	LED excitering (452-486nm og 542-582nm) og CCD kamera Filtre: 4 filtre (505-545nm, 562-596nm, 604-644nm, 665-705nm) = 4-multiplex qPCR. Alle andre farver inden for filtrenes bølgelængder kan anvendes uden yderligere kalibrering
Software	Ikombaseret brugerflade, forprogrammerede protokoller, brugerkontrol, dataopsamling og avanceret dataanalyse. Softwaren er tilpasset MIQE* guidelines
Blokformat	48 brønde i 384-format
Uniformitet	±0,1°C
Temp.område	25-100°C, ramp.rate 5,5°C/s
Plastik	48 brøndsplader m. seals
Reaktionsvolumen	5-20 µl



Vare	Varenr.	Listepris	Kampagnepris
ECO™ Instrument	EC-100-1001	105.000,-	89.995,-
Leveres inkl. pipetteringsdock, PC m. software, installation & introduktion, plader og seals			

* Minimum Information for publication of Quantitative Real-Time Experiments

illumina®

KØLECENTRIFUGE



KAMPAGNEPRIS
Køb nu og få rotoren gratis
27.435,-
(Vare # K241R)

Du kan vælge mellem følgende rotorer

Specifikationer

Hastighed 500-15.000 omdr./min.
Max Rcf 22.000 G
Timer 0-999 min. + hold i 1 sek. step
Temp. -9 - +40 °C, +/-0,5 °C
Støj Støjsvag (<60dB)

24 x 1,5-2 ml	BRK5424	2.470,-
36 x 0,5 ml	BRK5436	2.470,-
48 x 0,2 ml	BRK5448	2.470,-
24 x 15 ml	BRK5324	4.040,-
8 x 50 ml	BRK5308	4.040,-
4 x 250 ml	BRK5510	2.715,-
2 x Mikrotiterplader	BRK5530	4.070,-
24 x hæmatokritrør	BRK5401	2.715,-
4 x PCR strip	BRK5494	2.715,-
6 x 100 ml	BRK5100	5.030,-

Centurion Scientific fremstiller centrifuger, som er robuste og støjsvage og lavet til mange års problemfri drift. Centrifugerne produceres i England og er i overensstemmelse med ISO og britiske standarder.





Centrifuge til rør og mikroplader

- ☀ 100-3000 rpm
- ☀ Enkelt skift mellem rotor
- ☀ Støjsvag



1



2



3



4

LMC-3000 centrifuge (uden rotor)	BS-010208-AAA	10.585,-
1. Rotor til 2 stk mikrotiterplader	BS-010208-AK	1.745,-
2. Rotor til 12 x 10 ml rør	BS-010208-BK	1.745,-
3. Rotor til 12 x 15 ml rør	BS-010208-EK	1.815,-
4. Rotor til 6 x 50 ml rør	BS-010208-DK	2.895,-



KAPA High Fidelity

- ☀ Største nøjagtighed
- ☀ Højeste følsomhed
- ☀ PCR af store amplicons (<15kb)



KAPA HiFi er et mastermix, der indeholder en ægte 'High Fidelity'-polymerase, som kvalitetsmæssigt kan sammenlignes med Phusion - bare bedre pris.

KAPA HiFi hotstart	100 units*	KK2501	995,-
KAPA HiFi hotstart	250 units*	KK2502	2.260,-
KAPA HiFi readymix	100 reaktion	KK2601	1.075,-

* 0,5 unit/ 25 µl reaktion



PRØV SELV!
Kontakt os for
gratis vareprøve



ELISA-pladevasker

- ☀ 8-kanals vasker til 96 brønds mikrotiterplader
- ☀ Programmerbar med 50 forskellige vaskeprogrammer
- ☀ Passer til plader med flad, U formet og V formet bund
- ☀ Advarsel om lav bufferstand / fuld affaldsflaske via loggingmodul

Vaskestation	BS-060102-AAI	29.175,-
Loggingmodul	BS-060102-AK	4.675,-



UV kabinetter / PCR workstations

- ☀ Velkonstruerede og til en fornuftig pris
- ☀ Kontinuerlig UV dekontamination af luft i kabinet
- ☀ Strømodtag i kabinettet til apparatur (topmodel)

Priser fra 13.255,-

