


Oprydningstilbud – 2012

Lagersalg af Corbett instrument

	9600-000	Palm-Cycler 96-Well Cooled-Gradient (demo)	kr
			Lagersalg 30.000

For 0.2 mL tubes, strip tubes or plates in a standard 8 x 12 array. Complete with palm PC, secure key for palm device, blue silicon pad, user manual.

The Gradient Palm Cycler provides all the performance of a high end thermal cycler with a revolutionary palm PC software interface for the ultimate in user friendly flexibility. The system also features programmable thermal gradient capabilities, with automatic temperature calibration and oligo calculator. The palm PC calendar program makes a great booking system in a busy laboratory. Includes cables, user manual, palm PC manual, and blue silicon pad.

Heating/Cooling: Eight Peltier units and four temperature sensors for true linear thermal gradients
 Size/Weight: 320 (W), 3000 (D), 160 (H), Wt = 10 kg
 Electrical: 100/110/220/240 Vac, 50/60 Hz
 Memory: 128 Mb (card expandable), sufficient for over 10,000 cycling programs
 Special Functions: Long-range, touchdown, linear thermal gradient function, logging function, adjustable ramping, online help, oligo calculator, auto-resume on power failure.

Tilbehør til CAS1200

Varenr	Betegnelse	Før pris	Lagersalg
1314	960 tips 50ul Conductive/box	2 boxe kr 5.500	kr 3.400
1315	960 tips 200ul Conductive/box	2 boxe kr 5.435	kr 3.400
1725	200 µL Genomic Tips Wide-Bore, Non-Conductive, Filtered, Sterile. Tested for use with CAS-1820 X-tractor Gene™ system. 10 disposable racks of 96 non-conductive tips per box (960 tips/box). NOTE: this product has a 4-week lead time.	1 boxe kr 6.125	kr 3.400
2097	200 µL Fine-Bore Filtered Sterile Tips 10 disposable racks of 96 non-conductive tips per box (960 tips/box).	1 boxe kr 6.125	kr 3.400
2119	50 µL Fine-Bore Filtered Sterile Tips 10 disposable racks of 96 non-conductive tips per box (960 tips/box).	1 boxe kr 5.875	kr 3.400
0216	50 µL Conductive Fine Bore Filtered Sterile Tips 10 disposable racks of 96 black conductive tips per box (960 tips/box).	5 boxe kr 6.925	kr 4.100
0217	200 µL Conductive Fine Bore Filtered Sterile Tips 10 disposable racks of 96 black conductive tips per box (960 tips/box).	5 boxe kr 6.875	kr 4.100
2525	CorProtocol Square Well Lysis	10 x5 plader kr 760	kr 500
0072	1.5 mL Graduated Microtubes with Attached Cap (tapered base)	500 stk 155 kr	Kr. 100

Ring og hør nærmere om de enkelte tilbud på Tlf.: 39 27 17 77

Alle tilbud gælder så længe lager haves.

Ved køb for under 500-kr pålægges et gebyr på 100,- kr.

Suitable for use with CAS tapered well blocks and plates.

0073	2 mL Microtube; Graduated, Freestanding (Flat Base) Graduated flat base microtubes with a tapered internal profile for minimum dead volume. Suitable for use in flat-well position SBS Adapter and Reagent/Mastermix blocks for CAS robots. Tubes only—caps are not included.	2x 500 stk	kr	290	kr	160
0074	5 mL Tube; Graduated, Freestanding (Flat-Base) Suitable for use in the Diluent position on a CAS deck. Graduated, flat-base design with a tapered internal profile for minimum dead volume. Screw cap included.	3x 25 stk	kr	80	kr	50

Ring og hør nærmere om de enkelte tilbud på Tlf.: 39 27 17 77
Alle tilbud gælder så længe lager haves.
Ved køb for under 500-kr pålægges et gebyr på 100,- kr.